

### Guia de Intubação® ref. 700P (Infantil) -700Q (Adulto)



Imagem ilustrativa

A Intubação endotraqueal ou orotraqueal (IOT) é um procedimento onde o médico, com um Laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz o tubo na traquéia.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Guia de intubação (mandril tipo vareta) em cobre flexível cromado;
1. Botão em termoplástico;
1. Parafuso de Regulagem em Aço Inox;
1. Manual de Instruções e Certificado de Garantia;
1. Embalagem Plástica.

Cor:	Verde
Marca:	Mikatos
Material:	Haste em Cobre flexível cromado Botão em Termoplástico (Nylon 6) Parafuso em Aço Inox
Tamanhos:	425mm - Adulto 300mm - Infantil
Opcional:	Guia de intubação (mandril tipo vareta) sem botão
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80218930010
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação