

## Otoscópio TK

ref.007



Imagem ilustrativa

Otoscópio TK com iluminação e tecnologia LED. Produto leve, compacto com dial de luz (regulador de luminosidade) e ampliação de visualização de 2,5x.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Otoscópio TK®;
1. Espéculo reutilizável n°01 - Ø 2,5 mm (diâmetro);
1. Espéculo reutilizável n°02 - Ø 4,0 mm (diâmetro);
1. Espéculo reutilizável n°03 - Ø 5,0 mm (diâmetro);
1. Espéculo reutilizável n°04 - Ø 7,0 mm (diâmetro);
1. Espéculo reutilizável n°05 - Ø 9,0 mm (diâmetro);
1. Manual de instruções e Certificado de garantia;
1. Bolsa de acondicionamento com fecho velcro.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor:	Preto
Acesso Otoscopia pneumática:	Sim
Marca:	Missouri
Dimensões Produto:	180mm x Ø30mm
Dimensões Embalagem:	190mm x 50mm x 95mm
Lâmpada:	LED
Temperatura de cor:	3.000 K (Kelvin) - Branco Quente 5.000 K (Kelvin) - Branco Frio
Fluxo luminoso:	15.000 mCd (miliCandelas)
LUX:	3.000 com Espéculo n°02 - Ø4,0 mm
Tensão Elétrica:	2,5 V (Volts)
Corrente Elétrica:	20 mA (miliAmpéres)
Vida útil (mínima):	20.000 horas
Funcionamento:	02 Pilhas Alcalinas (tamanho C)
Tipo de material	
Cabo:	Alumínio com capa em PVC
Cabeçote:	Nylon 6 (Poliamida 6)
Espéculo reutilizável:	Nylon 6 (Poliamida 6)
Lente:	2,5x (Policarbonato)
Peso:	108g (sem pilhas)
Peso com embalagem:	188g
Registro Ministério da Saúde/ANVISA:	80218930006
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 ano contra defeitos de fabricação