

Abaixador Lingual Missouri

Ref. 021



Imagem ilustrativa

Os Abaixadores Linguais são utilizados durante exames realizados em Clínicas e Hospitais, para diagnóstico de enfermidade da boca, garganta e dos órgãos circunvizinhos permitindo melhor visualização dessas regiões.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Abaixador Lingual Missouri;
 1. Espatulas de madeira;
- Acondicionado em caixa de papelão com berço.

Cor:	Preto
Marca:	Missouri
Lâmpada:	LED
Temperatura de cor:	5.000 K (Kelvin) Branco Frio
Fluxo Luminoso:	15.000 mCd (miliCandelas)
Tensão Elétrica:	2,5V (Volts)
Corrente Elétrica:	20 mA (miliAmpéres)
Vida útil (mínima):	20.000 horas
Funcionamento:	2 Pilhas Alcalinas (Tamanho AA) *Não acompanha o produto
Material:	Cabo em ABS Abaixador em Metal Cromado
Dimensões do Produto:	162mm x 94 mm
Dimensões da Embalagem:	225mm x 130mm x 50mm
Peso:	96g (sem pilhas)
Peso com embalagem:	192g
Registro Ministério da Saúde ANVISA:	80218930001
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação