

## Laringoscópio Convencional Missouri

ref. 700



Imagem ilustrativa

O Laringoscópio Convencional Missouri® é um produto para saúde indicado para auxiliar na aplicação de exame de Laringoscopia, na anestesia local para inserção de sondas endotraqueais e na intubação de emergência, utilizados nos procedimentos médico-hospitalares.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cor:                                   | Aço Inox Jateado                                                                                                                                                                                                    |
| Marca:                                 | Missouri                                                                                                                                                                                                            |
| Material:                              | Aço Inox AISI 304                                                                                                                                                                                                   |
| Lâmpada:                               | LED                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura de cor:                    | 3.000 K (Kelvin) Branco Quente<br>5.000 K (Kelvin) Branco Frio (Opcional)                                                                                                                                           |
| Fluxo Luminoso:                        | 15.000 mCd (miliCandelas)                                                                                                                                                                                           |
| LUX:                                   | 2.000                                                                                                                                                                                                               |
| Tensão Elétrica:                       | 2,5V (Volts)                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente Elétrica:                     | 20 mA (miliAmpéres)                                                                                                                                                                                                 |
| Vida útil (mínima):                    | 20.000 horas                                                                                                                                                                                                        |
| Funcionamento:                         | 2 Pilhas Alcalinas (Tamanho C)<br>*Não acompanha o produto                                                                                                                                                          |
| Dimensões do Cabo:                     | Adulto 14,5cm x Ø3,0cm<br>Infantil 14,5cm x Ø1,9cm                                                                                                                                                                  |
| Peso do Cabo:                          | Adulto 250g<br>Infantil 150g                                                                                                                                                                                        |
| Comprimento das Lâminas:               | Retas<br>Nº 00 - 69mm   Nº0 - 80mm   Nº1 - 95mm   Nº2 - 116mm   Nº3 - 134mm   Nº4 - 159mm   Nº5 - 178mm<br>Curvas<br>Nº 00 - 67mm   Nº0 - 80mm   Nº1 - 95mm   Nº2 - 112mm   Nº3 - 132mm   Nº4 - 153mm   Nº5 - 172mm |
| Validade:                              | Indeterminada                                                                                                                                                                                                       |
| Garantia:                              | 01 Ano contra defeitos de fabricação                                                                                                                                                                                |
| Registro Ministério da Saúde / ANVISA: | 80218930005                                                                                                                                                                                                         |