



Rev. 00-09-23

## Mini Otoscópio Missouri (Fibra ótica)

Ref. 004/PRETO-FO



O Mini Otoscópio Missouri Fibra ótica foi desenvolvido para que profissionais da saúde possam avaliar as condições internas dos ouvidos de seus pacientes.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 MINI OTOSCÓPIO MISSOURI FIBRA ÓTICA;
- 05 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº 01 - Ø2,5mm (DIÂMETRO) - COR: PRETA;
- 05 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº 02 - Ø4,0mm (DIÂMETRO) - COR: PRETA;
- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA;
- 01 BOLSA DE ACONDICIONAMENTO COM FECHO VELCRO.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cores:	PRETO
Marca:	Missouri
Tipo de Iluminação:	Fibra ótica com Lâmpada LED
Temperatura de cor:	5.000 K (Kelvin) Branco Frio 3.500 K (Kelvin) Branco Quente
Fluxo Luminoso:	15.000 mCd (miliCandelas)
LUX:	4.700
Tensão Elétrica:	2,5V (Volts)
Corrente Elétrica:	20 mA (miliAmperes)
Vida útil (mínima):	20.000 horas
Funcionamento:	2 Pilhas Alcalinas (Tamanho AA) *Não acompanha o produto
Material:	Termoplástico de Engenharia (ABS e Nylon 6)
Material dos Espéculos:	Espéculos Reutilizáveis - PA6 (Nylon 6)
Lente:	2,5x (Policarbonato)
Dimensões do Produto:	163mm x Ø21mm
Dimensões da Embalagem:	190mm x 50mm x 95 mm
Peso:	47g (sem pilhas)
Peso com embalagem:	126g
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80218930006
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação