

Aparelho para Medir Pressão Arterial Missouri®



Imagem ilustrativa

O princípio físico do Aparelho de Pressão baseia-se na medição da pressão arterial através de um Esfigmomanômetro (Medidor de Pressão Arterial), por onde podemos escutar os ruídos de Korotkoff (sons emitidos dos batimentos dos vasos sanguíneos) sobre a artéria braquial (braço) ou pedial (perna), após o interrompimento momentâneo da circulação sanguínea com a insuflação do manguito.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Braçadeira com manguito interno (Látex ou PVC) em Metal ou Velcro;
1. Pêra Látex ou PVC;
1. Válvula com controle do ar;
1. Esfigmomanômetro Aneróide (analógico);
1. Manual de instruções com validade do produto e Certificado de garantia;
1. Bolsa para acondicionamento.

Cor:	Preto
Marca:	Missouri
Abrangência da Circunferência da Braçadeira:	Pulso Adulto 22 a 28 cm (017/2001) Pulso Obeso 31cm a 39cm (166/2001) Pulso Médio 16 a 20 cm (017/2001) Infantil 15 a 19 (166/2001) Récem Nascido 10 a 13 cm (017/2001)
Pressão Arterial máxima:	300 mmHg (milímetros de Mercúrio)
Menor divisão:	2 mmHg (milímetros de Mercúrio)
Tipos de fixação:	Fecho velcro Fecho metal (Somente tamanho Adulto)
Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL:	017/2001 e 166/2001
Registro Ministério da Saúde/ANVISA:	80218930003
Dimensões da Embalagem:	23cm x 13cm x 7,5cm
Peso:	320g
Peso com Embalagem:	406g
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação