

Estetoscópio Auscultável em Aço Inox Missouri®

ref. 162/INX Adulto - 164/INX Pediátrico



Imagem ilustrativa

O Estetoscópio Auscultável em Aço Inox Missouri® é indicado para Ausculta dos sons provenientes da respiração e dos batimentos cardíacos do paciente. Os sons são captados pelo diafragma, ampliados pelo auscultador através do tubo de condução em formato “Y” e transferidos para os biauriculares.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Estetoscópio Auscultável em Aço Inox Missouri;
1. Manual de instruções e Certificado de garantia;
1. Embalagem em Papelão Microondulado.

Cor:	Preto (Tubo Y)
Marca:	Missouri
Material:	Auscultador e Ângulo (biauricular) em Aço Inox Membrana em PVC Tubo Y e Olivas em PVC
Diâmetro do Auscultador:	Adulto 4,6cm / 3,6cm Pediátrico 3,75cm / 3,0cm
Comprimento total:	75cm
Registro Ministério da Saúde/ANVISA:	80218930012
Peso:	152g Adulto 97g Pediátrico
Embalagem:	28cm x 14,5cm x 4,6cm
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação