

Fotóforo Missouri®

ref. 030FC/LED



Imagem ilustrativa

O Fotóforo Missouri LED® é um aparelho conhecido como foco frontal cirúrgico, promovido de um foco de luz, que se prende à testa, usado principalmente em cirurgias de cavidades.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Fotóforo Missouri;
1. Fonte de Alimentação para conversão de voltagem com cabo flexível e interruptor liga/desliga;
1. Embalagem em Papelão Microondulado.

Cor:	Branco
Marca:	Missouri
Material:	Cinta em Termoplástico PE (Polietileno)
Coxim anatômico:	Sim
Lâmpada:	LED
Temperatura de cor:	4.000 K (Kelvin) Branco Quente 5.000 K (Kelvin) Branco Frio (Opcional)
Fluxo Luminoso:	75,8 Lúmens
LUX:	50.000 a 30cm Branco Frio 35.000 a 30 cm Branco Quente
Tensão Elétrica:	100V a 240V (Bivolt) Corrente Alternada
Potência:	3,0W (Watts)
Corrente:	250mA (miliAmperes)
Vida útil (mínima):	20.000 horas
Plug:	RCA
Regulagem (Zoom):	Sim
Dimensões da Embalagem:	19,5cm x 25,5cm x 7,4cm
Peso:	162g
Peso com embalagem:	478g
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80218939002
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação