

## Dermatoscópio Missouri

ref.502/LED



Imagem ilustrativa

Dermatoscópio Missouri, é um aparelho médico utilizado na Dermatoscopia (também conhecido como Dermoscopia ou Microscopia Epiluminescência) é uma ferramenta essencial para Dermatologistas, Cirurgiões plásticos, Clínicos Gerais e outros profissionais de saúde que procuram obter o diagnóstico precoce de melanoma.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Dermatoscópio Missouri® com Lente de aumento de até 10x;
1. Manual de instruções com validade do produto e Certificado de garantia;
1. Lente Graduada;

Opcional: Adaptador para uso de Pilhas Tamanho AA;

Acondicionado em bolsa de acomodação.

\*Pilhas não incluso

Acabamento:	Metal em Cromo Acetinado
Marca:	Missouri
Lâmpada:	LED
Temperatura de cor:	5.000 K (Kelvin) Branco Neutro
Fluxo Luminoso:	18.000 mCd (miliCandelas)
LUX:	40.000
Tensão Elétrica:	3,2V (Volts)
Corrente Elétrica:	20mA (miliAmpéres)
Vida útil:	20.000 horas
Funcionamento:	2 Pilhas Alcalinas Tamanho C *Opcional adaptador para Pilhas AA
Visor:	01 Liso 01 Graduado
Lente Zoom:	Até 10x
Dimensões do Produto:	194mm x Ø30mm
Dimensões da embalagem:	225mm x 130mm x 50mm
Peso:	238g (sem pilhas)
Peso da embalagem:	319g
Registro Ministério da Saúde/ANVISA:	80218930002
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação