

## Fotóforo Mikatos®

ref. 080/LED



Imagem ilustrativa

O Fotóforo Mikatos® é um aparelho projetado para fornecer uma iluminação eficiente, focada e de alta intensidade. Ideal para a iluminação do local cirúrgico, é portátil, alimentado por bateria com foco de luz ajustável e posicionamento com diversas regulagens. É extremamente leve proporcionando o conforto necessário para muitas horas de uso.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Fotóforo Mikatos®;
  - Bateria recarregável;
  - Carregador de bateria;
  - Manual de Instruções com Certificado de Garantia;
- Acondicionado em maleta de poliéster com zíper.

Cor:	Preto
Marca:	Mikatos
Lâmpada:	LED
Temperatura de cor:	6.000 K (Kelvin) Branco Frio
Fluxo Luminoso:	360 (Lm) Lúmens
LUX:	80.000 a 30cm
Tensão Elétrica (Entrada):	100V a 240Vac (Bivolt) Corrente Alternada
Tensão Elétrica (Saída):	5,0 Vdc (Volts / Corrente Contínua) / 1.000mA
Tensão Elétrica (Bateria):	3,2 – 3,6 Vdc (Volts – Corrente Contínua)
Potência:	3,0W (Watts)
Corrente:	600-700mA (miliAmpéres)
Vida útil (mínima):	20.000 horas
Tipo do plug:	P4
Angulação:	Focável (Zoomable)
Bateria:	Lítio 1800mAh (miliAmpére-hora)
Ciclo de vida:	>80% após 500 ciclos
Dimensões da Embalagem:	21,5cm x 26cm x 12cm
Peso:	245g com bateria
Peso com maleta de acomodação:	843g
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação