



Rev. 00-05-23

Otoscópio TK (Versão Touch)



Otoscópio TK (Versão Touch) com iluminação e tecnologia LED. Produto leve, compacto com dial de luz (regulador de luminosidade) que funciona apenas com o toque e ampliação de visualização de 2,5x.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Otoscópio TK (Versão Touch);
1. Espéculo reutilizável nº01 - Ø 2,5 mm (diâmetro);
1. Espéculo reutilizável nº02 - Ø 4,0 mm (diâmetro);
1. Espéculo reutilizável nº03 - Ø 5,0 mm (diâmetro);
1. Espéculo reutilizável nº04 - Ø 7,0 mm (diâmetro);
1. Espéculo reutilizável nº05 - Ø 9,0 mm (diâmetro);
1. Manual de instruções e Certificado de garantia;
1. Bolsa de acondicionamento com fecho velcro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Acabamento:	Cabo em alumínio
Marca:	Missouri
Lâmpada:	LED
Temperatura de cor:	3.000 K (Kelvin) Branco Quente 5.000 K (Kelvin) Branco Frio (Opcional)
Fluxo Luminoso:	15.000 mCd (miliCandelas)
LUX:	1.700 com Espéculo Nº 01 3.500 com Espéculo Nº 02
Tensão Elétrica:	2,5V (Volts)
Corrente Elétrica:	20 mA (miliAmpéres)
Vida útil (mínima):	20.000 horas
Funcionamento:	2 Pilhas Alcalinas (Tamanho C ou AA) *Não acompanha o produto
Material dos Espéculos:	Espéculos Reutilizáveis - PA6 (Nylon 6)
Lente:	2,5x (Policarbonato)
Dimensões do Produto:	185mm x Ø30mm
Dimensões da Embalagem:	225mm x 130mm x 50mm
Peso:	206g (sem pilhas)
Peso com embalagem:	308g
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80218930006
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação