

Aparelho para Medir Pressão Arterial Aneróide Hospitalar Missouri®

ref.156H



Imagem ilustrativa

Aparelho de pressão adulto adaptável à mesa, parede ou levado para qualquer tipo de ambiente. Modelo rodízio com manômetro aneróide e braçadeira em 100% nylon com sistema de fecho velcro.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Aparelho para medir Pressão Arterial Aneróide Missouri®;
1. Conjunto de gabinete em termoplástico.
1. Manual de instruções com validade do produto e Certificado de garantia;
1. Embalagem de papelão microondulado.

Cor:	Branco
Marca:	Missouri
Abrangência da Circunferência da Braçadeira:	Pulso Adulto 22 cm a 28 cm Pulso Obeso 31 cm a 39 cm Pulso Médio 16 cm a 20 cm Pulso Infantil 15 cm a 19 cm Recém Nascido 10 cm a 13 cm.
Pressão Arterial máxima:	300 mmHg (milímetros de Mercúrio)
Menor divisão:	2 mmHg (milímetros de Mercúrio)
Tipos de fixação:	Fecho velcro Fecho metal
Altura:	Mínima 0,85m Máxima 1,35m
Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL:	003/2002
Registro Ministério da Saúde/ANVISA:	80218930013
Dimensões da Embalagem:	17cm x 21cm x 69cm
Peso:	2,87 kg
Peso com Embalagem:	3,58 kg
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação