

Dermatoscópio Missouri

ref.500/501



Imagem ilustrativa

Dermatoscópio Missouri, é um aparelho médico utilizado na Dermatoscopia (também conhecido como Dermoscopia ou Microscopia Epiluminescência) é uma ferramenta essencial para Dermatologistas, Cirurgiões plásticos, Clínicos Gerais e outros profissionais de saúde que procuram obter o diagnóstico precoce de melanoma.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Dermatoscópio Missouri® com aumento de 8x ou 10x;
 1. Manual de instruções com validade do produto e Certificado de garantia; Acondicionado em estojo de papelão com berço de acomodação.
- Opcional: Suporte com lente graduada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Acabamento:	Metal Cromado
Marca:	Missouri
Lâmpada:	LED
Temperatura de cor:	4.000 K (Kelvin) Branco Neutro
Fluxo Luminoso:	18.000 mCd (miliCandelas)
LUX:	7.500
Tensão Elétrica:	3,2V (Volts)
Corrente Elétrica:	20mA (miliAmpéres)
Vida útil:	20.000 horas
Funcionamento:	2 Pilhas Alcalinas (Tamanho C) *Não acompanha o produto
Visor:	Liso *Opcional: Graduado
Lente Zoom:	Até 8x *Opcional: 10x
Dimensões do Produto:	188mm x Ø30mm
Dimensões da embalagem:	225mm x 130mm x 50mm
Peso:	214g (sem pilhas)
Peso da embalagem:	289g
Registro Ministério da Saúde/ANVISA:	80218930002
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação