

Laringoscópio Fibra Ótica Missouri

ref. 400



O Laringoscópio de Fibra Ótica Missouri®, é um produto para saúde que permite visualizar a primeira parte das vias aéreas e a introdução de um tubo endotraqueal, iluminando o órgão tubular da faringe, com uma fonte de iluminação numa extremidade, trazendo a imagem para uma lente noutra extremidade.

Imagem ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor:	Aço Inox Jateado
Marca:	Missouri
Material:	Aço Inox AISI 304
Lâmpada:	LED
Temperatura de cor:	5.000 K (Kelvin) Branco Frio
Fluxo Luminoso:	15.000 mCd (miliCandelas)
LUX:	2.000
Tensão Elétrica:	2,5V (Volts)
Corrente Elétrica:	20 mA (miliAmpéres)
Vida útil (mínima):	20.000 horas
Funcionamento:	2 Pilhas Alcalinas (Tamanho C) *Não acompanha o produto
Dimensões do Cabo:	Adulto 15,6cm x Ø3,0cm Infantil 16cm x Ø1,9cm
Peso do Cabo:	Adulto 260g Infantil 160g
Comprimento das Lâminas:	Retas Nº 00 - 69mm Nº0 - 80mm Nº1 - 95mm Nº2 - 116mm Nº3 -134mm Nº4 - 159mm Nº5 - 178mm Curvas Nº 00 - 67mm Nº0 - 80mm Nº1 - 95mm Nº2 - 112mm Nº3 - 132mm Nº4 - 153mm Nº5 - 172mm
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80218930005