

Laringoscópio Convencional Missouri

ref. 700



Imagem ilustrativa

O Laringoscópio Convencional Missouri® é um produto para saúde indicado para auxiliar na aplicação de exame de Laringoscopia, na anestesia local para inserção de sondas endotraqueais e na intubação de emergência, utilizados nos procedimentos médico-hospitalares.

Cor:	Aço Inox Jateado
Marca:	Missouri
Material:	Aço Inox AISI 304
Lâmpada:	LED
Temperatura de cor:	5.000 K (Kelvin) Branco Frio
Fluxo Luminoso:	15.000 mCd (miliCandelas)
LUX:	2.000
Tensão Elétrica:	2,5V (Volts)
Corrente Elétrica:	20 mA (miliAmpéres)
Vida útil (mínima):	20.000 horas
Funcionamento:	2 Pilhas Alcalinas (Tamanho C) *Não acompanha o produto
Dimensões do Cabo:	Adulto 14,5cm x Ø3,0cm Infantil 14,5cm x Ø1,9cm
Peso do Cabo:	Adulto 250g Infantil 150g
Comprimento das Lâminas:	Retas Nº 00 - 69mm Nº0 - 80mm Nº1 - 95mm Nº2 - 116mm Nº3 - 134mm Nº4 - 159mm Nº5 - 178mm Curvas Nº 00 - 67mm Nº0 - 80mm Nº1 - 95mm Nº2 - 112mm Nº3 - 132mm Nº4 - 153mm Nº5 - 172mm
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80218930005



Referências de Cabos, Lâminas e Componentes

CABOS

REF.	DESCRIÇÃO
400-B/MT	CABO P/ LARINGO METAL INFANTIL F. OTICA
400-A/MT	CABO P/ LARINGO METAL ADULTO F. OTICA
400-BLED/MT	CABO P/ LARINGO METAL INFANTIL LED F. OTICA
400-ALED/MT	CABO P/ LARINGO METAL ADULTO F. OTICA LED
700-A/MT	CABO P/ LARINGO METAL ADULTO CONVENCIONAL
701-A/MT	CABO P/ LARINGO METAL INFANTIL CONVENCIONAL
400-B	CABO P/ LARINGO FIBRA OTICA INFANTIL
400-A	CABO P/ LARINGO FIBRA OTICA ADULTO
400B/LED	CABO INFANTIL P/ LARINGO FIBRA OTICA LED
400A/LED	CABO ADULTO P/ LARINGO FIBRA OTICA LED
700-A	CABO ACO INOX P/ LARINGO ADULTO CONVENC.
701-A	CABO P/ LARINGO CONV. PEDIATRICO ACO INOX

LÂMPADAS

REF.	DESCRIÇÃO
L-18/LED	LAMPADA P/ LARINGO FIBRA OTICA (LED BRANCO FRIO)
L-18/LED(IMP)	LAMPADA P/ LARINGO/MINI OTOSC. FIBRA OTICA
L-18	LAMPADA P/ LARINGO FIBRA OTICA (LED BRANCO QUENTE)
L-06	LAMPADA P/ LAMINA LARINGO UNIVERSAL LUZ AMARELADA
L-06/LED	LAMPADA LED L-06 LARINGO CONVENCIONAL

LÂMINAS

FIBRA ÓTICA

CURVAS

REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO
400-D	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N00	400-C	LAMINA FIBRA OTICA RETA N00
400-F	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N0	400-E	LAMINA FIBRA OTICA RETA N0
400-G	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N1	400-H	LAMINA FIBRA OTICA RETA N1
400-I	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N2	400-J	LAMINA FIBRA OTICA RETA N2
400-K	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N3	400-L	LAMINA FIBRA OTICA RETA N3
400-M	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N4	400-N	LAMINA FIBRA OTICA RETA N4
400-O	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N5	400-P	LAMINA FIBRA OTICA RETA N5

RETAS

CONVENCIONAL

CURVAS

REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO
700-B	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N00	700-I	LAMINA CONVENCIONAL RETA N00
700-C	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N0	700-J	LAMINA CONVENCIONAL RETA N0
700-D	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N1	700-K	LAMINA CONVENCIONAL RETA N1
700-E	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N2	700-L	LAMINA CONVENCIONAL RETA N2
700-F	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N3	700-M	LAMINA CONVENCIONAL RETA N3
700-G	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N4	700-N	LAMINA CONVENCIONAL RETA N4
700-H	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N5	700-O	LAMINA CONVENCIONAL RETA N5

RETAS