

Laringoscópio Fibra Ótica Missouri

ref. 400



O Laringoscópio de Fibra Ótica Missouri®, é um produto para saúde que permite visualizar a primeira parte das vias aéreas e a introdução de um tubo endotraqueal, iluminando o órgão tubular da faringe, com uma fonte de iluminação numa extremidade, trazendo a imagem para uma lente noutra extremidade.

Imagem ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor: Aço Inox Jateado

Marca: Missouri

Material: Aço Inox AISI 304

Lâmpada: LED

Temperatura de cor: 5.000 K (Kelvin) Branco Frio

Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas)

LUX: 2.000

Tensão Elétrica: 2,5V (Volts)

Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres)

Vida útil (mínima): 20.000 horas

Funcionamento: 2 Pilhas Alcalinas (Tamanho C)
*Não acompanha o produto

Dimensões do Cabo: Adulto 15,6cm x Ø3,0cm
Infantil 16cm x Ø1,9cm

Peso do Cabo: Adulto 260g
Infantil 160g

Comprimento das Lâminas: Retas
Nº 00 - 69mm | Nº0 - 80mm | Nº1 - 95mm | Nº2 - 116mm | Nº3 -134mm | Nº4 - 159mm | Nº5 - 178mm
Curvas
Nº 00 - 67mm | Nº0 - 80mm | Nº1 - 95mm | Nº2 - 112mm | Nº3 - 132mm | Nº4 - 153mm | Nº5 - 172mm

Validade: Indeterminada

Garantia: 01 Ano contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80218930005



Referências de Cabos, Lâminas e Componentes

CABOS

REF.	DESCRIÇÃO
400-B/MT	CABO P/ LARINGO METAL INFANTIL F. OTICA
400-A/MT	CABO P/ LARINGO METAL ADULTO F. OTICA
400-BLED/MT	CABO P/ LARINGO METAL INFANTIL LED F. OTICA
400-ALED/MT	CABO P/ LARINGO METAL ADULTO F. OTICA LED
700-A/MT	CABO P/ LARINGO METAL ADULTO CONVENCIONAL
701-A/MT	CABO P/ LARINGO METAL INFANTIL CONVENCIONAL
400-B	CABO P/ LARINGO FIBRA OTICA INFANTIL
400-A	CABO P/ LARINGO FIBRA OTICA ADULTO
400B/LED	CABO INFANTIL P/ LARINGO FIBRA OTICA LED
400A/LED	CABO ADULTO P/ LARINGO FIBRA OTICA LED
700-A	CABO ACO INOX P/ LARINGO ADULTO CONVENC.
701-A	CABO P/ LARINGO CONV. PEDIATRICO ACO INOX

LÂMPADAS

REF.	DESCRIÇÃO
L-18/LED	LAMPADA P/ LARINGO FIBRA OTICA (LED BRANCO FRIO)
L-18/LED(IMP)	LAMPADA P/ LARINGO/MINI OTOSC. FIBRA OTICA
L-18	LAMPADA P/ LARINGO FIBRA OTICA (LED BRANCO QUENTE)
L-06	LAMPADA P/ LAMINA LARINGO UNIVERSAL LUZ AMARELADA
L-06/LED	LAMPADA LED L-06 LARINGO CONVENCIONAL

LÂMINAS

FIBRA ÓTICA

CURVAS

REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO
400-D	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N00	400-C	LAMINA FIBRA OTICA RETA N00
400-F	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N0	400-E	LAMINA FIBRA OTICA RETA N0
400-G	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N1	400-H	LAMINA FIBRA OTICA RETA N1
400-I	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N2	400-J	LAMINA FIBRA OTICA RETA N2
400-K	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N3	400-L	LAMINA FIBRA OTICA RETA N3
400-M	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N4	400-N	LAMINA FIBRA OTICA RETA N4
400-O	LAMINA FIBRA OTICA CURVA N5	400-P	LAMINA FIBRA OTICA RETA N5

RETAS

CONVENCIONAL

CURVAS

REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO
700-B	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N00	700-I	LAMINA CONVENCIONAL RETA N00
700-C	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N0	700-J	LAMINA CONVENCIONAL RETA N0
700-D	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N1	700-K	LAMINA CONVENCIONAL RETA N1
700-E	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N2	700-L	LAMINA CONVENCIONAL RETA N2
700-F	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N3	700-M	LAMINA CONVENCIONAL RETA N3
700-G	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N4	700-N	LAMINA CONVENCIONAL RETA N4
700-H	LAMINA CONVENCIONAL CURVA N5	700-O	LAMINA CONVENCIONAL RETA N5

RETAS