



Rev. 01-01-25

Mini Otoscópio Missouri (Fibra ótica)

Ref. 004/PRETO-FO



O Mini Otoscópio Missouri Fibra ótica foi desenvolvido para que profissionais da saúde possam avaliar as condições internas dos ouvidos de seus pacientes.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

01 MINI OTOSCÓPIO MISSOURI FIBRA ÓTICA;
05 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº 01 - Ø2,5mm (DIÂMETRO) - COR: PRETA;
05 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº 02 - Ø4,0mm (DIÂMETRO) - COR: PRETA; 01
MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA;
01 BOLSA DE ACONDICIONAMENTO COM FECHO VELCRO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cores:	PRETO
Marca:	Missouri
Tipo de Iluminação:	Fibra ótica com Lâmpada LED
Temperatura de cor:	5.000 K (Kelvin) Branco Frio 3.500 K (Kelvin) Branco Quente
Fluxo Luminoso:	15.000 mCd (miliCandelas)
LUX:	4.700
Tensão Elétrica:	2,5V (Volts)
Corrente Elétrica:	20 mA (miliAmpéres)
Vida útil (mínima):	20.000 horas
Funcionamento:	2 Pilhas Alcalinas (Tamanho AA) *Não acompanha o produto
Material:	Termoplástico de Engenharia (ABS e Nylon 6)
Material dos Espéculos:	PVC (Policloreto de Vinila)
Encaixe para Otoscopia Pneumática:	Sim
Lente:	2,5x (Policarbonato)
Dimensões do Produto:	163mm x Ø21mm
Dimensões da Embalagem:	190mm x 50mm x 95 mm
Peso:	47g (sem pilhas)
Peso com embalagem:	126g
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80218930006
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação