

Reanimador Pulmonar Manual Missouri com Válvula Multifuncional

Ref. 320/MF (Adulto) - 321/MF (Infantil-Pedriátrico) - 322/MF (Récem-Nascido-Neonatal)



Imagem ilustrativa

O Reanimador Pulmonar Manual de Silicone Missouri® é também conhecido como AMBU (Artificial Manual Breathing Unit) ou Unidade Manual de Respiração Artificial. É utilizado para fornecer ventilação artificial com pressão positiva a pacientes com necessidade de suporte respiratório, sendo um dispositivo destinado à ventilação manual durante procedimentos de reanimação cardiopulmonar.

Esta versão é equipada com válvula inspiratória multifuncional, que integra a função de controle do sistema de oxigênio e dispensa a utilização de válvula de reservatório separada.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. BALÃO DE SILICONE AUTO INFLÁVEL;
1. MÁSCARA;
1. VÁLVULA ANTIRREINALAÇÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA
1. VÁLVULA INSPIRATÓRIA MULTIFUNCIONAL
1. SACO RESERVATÓRIO PARA OXIGÊNIO (DESCARTÁVEL);
1. EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO COM CONECTOR EM PVC (DESCARTÁVEL);
1. MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA;

O REANIMADOR PULMONAR MANUAL MISSOURI® É EMBALADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA (NORMAL UTILIZADA).

NOTA : BOLSA COM ZÍPER MEDIANTE PEDIDO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor:	Verde translúcido
Marca:	Missouri
Material:	Silicone e Policarbonato Extensão e Reservatório em PVC
Autoclavável:	Sim (Extensão e Saco Reservatório - Descartáveis)
Indicação Paciente:	Adulto - Acima de 30kg Pediátrico - Entre 07kg e 30kg Neonatal - Abaixo de 07kg
Volume do Balão:	Adulto - 1.600ml Pediátrico - 500ml Neonatal - 250ml
Válvula Pop-off:	Adulto - 60cmH2O Pediátrico - 40cmH2O Neonatal - 40cmH2O
Volume do Reservatório de Oxigênio:	Adulto - 2.750ml Pediátrico - 1.000ml Neonatal - 1.000ml
Peso:	Adulto - 545g Pediátrico - 372g Neonatal - 320g
Embalagem:	Adulto - 32cm x 25cm x 14cm Pediátrico - 28cm x 20cm x 10cm Neonatal - 23cm x 20cm x 8cm
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80218930007
Validade:	Indeterminada