



Rev. 01 09-26

Lanterna Clínica Mikatos

022P-AZUL LANTERNA CLÍNICA MIKATOS AZUL
022P-DOU LANTERNA CLÍNICA MIKATOS DOURADA
022P-LILAS LANTERNA CLÍNICA MIKATOS LILÁS
022P-PRETA LANTERNA CLÍNICA MIKATOS PRETA
022P-ROSA LANTERNA CLÍNICA MIKATOS ROSA
022P-VER LANTERNA CLÍNICA MIKATOS VERDE
022P-VERM LANTERNA CLÍNICA MIKATOS VERMELHA
022PPR LANTERNA CLÍNICA MIKATOS PRATA



A Lanterna Clínica Mikatos é um aparelho portátil de fácil manuseio destinado à iluminação não invasiva de áreas sombreadas do organismo, como garganta, ouvido e narinas. Tem a função de melhorar a visualização destas áreas e assim auxiliar no diagnóstico de patologias que manifestem alterações nestas regiões.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. LANTERNA CLINICA MIKATOS;
1. MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cores:	Prata Preto Roxo Azul Verde Dourado Vermelho
Marca:	Mikatos
Tipo de Iluminação:	LED
Temperatura de cor:	5.500K - 6.000K (Kelvin) Branco Frio
Fluxo Luminoso:	4.000 mCd (miliCandelas)
LUX:	5.000 a 10cm
Tensão Elétrica:	3,0V (Volts)
Corrente Elétrica:	25 mA (miliAmpéres)
Vida útil (mínima):	20.000 horas
Funcionamento:	2 Pilhas Alcalinas (Tamanho AAA) *Não acompanha o produto
Material:	Alumínio Anodizado
Dimensões do Produto:	134mm x Ø11,7mm
Dimensões da Embalagem:	145mm x 22mm x 15mm
Peso:	12g (sem pilhas)
Peso com embalagem:	20g
Notificação ANVISA:	80218930023
Validade:	Indeterminada
CERTIFICADO INMETRO:	MED 2711-02-25
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação